

MATA MASUJĄCA Z FUNKCJĄ GRZANIA

MODEL: AG44B



INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Materac/Mata masująco-grzejąca, przeznaczona do użytku w domu. Przynosi ulgę zmęczonym plecom i wspaniale relaksuje całe ciało.

- Mata przeznaczona do masażu rehabilitacyjno relaksującego z funkcją grzania. Polecany jest nie tylko osobom cierpiącym na bóle kręgosłupa, ale także tym, którzy zmuszeni są do przebywania długie godziny w pozycji siedzącej.
- Wykonana z czarnego poliestru miłego w dotyku i odpornego na zabrudzenia i wycieranie.
- Dołączony pilot zdalnego sterowania na długim przewodzie zapewnia wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami maty.
- 9 silniczków masujących i 4 strefy masażu z możliwością korzystania z nich indywidualnie lub ze wszystkich jednocześnie. Materac umożliwia masaż różnych części ciała: górny odcinek pleców, dolny odcinek pleców, uda, głowa, szyja, ramiona, nogi.
- 2 stopnie intensywności masażu każdej strefy :wysoka i niska.
- Funkcja ogrzewania odcinka lędźwiowego.
- Masaż wibracyjny łagodzi, oraz niweluje bóle takie jak: rwa kulszowa, bóle kręgosłupa, bóle pleców „Korzonki”. Ponadto przyspiesza regenerację mięśni po wysiłku i kontuzjach, wspomaga rehabilitację przy zmniejszeniu ruchomości w stawach, poprawia słabą i niską odporność organizmu na choroby, likwiduje zakwasy, działa kojąco i odprężająco (relaksuje), dodaje witalności i energii, zwalcza bezsenność , stres , złe samopoczucie..
- Wymiary maty: 168 x 55cm
- Kolor: czarny

2. Użytkowanie

1. Połóż matę na dowolnej płaskiej powierzchni tak aby w całości była rozwinięta.
2. Podłącz wtyk zasilający maty do zasilacza sieciowego a ten wepnij do gniazdka elektrycznego o napięciu 230V
3. Połóż się płasko na macie i za pomocą pilota steruj pracą maty:
 - Przycisk Heat: włączanie/wyłączanie podgrzewania maty
 - Przełącznik Shouders: masaż ramion/szyi wyłączony/słaby/mocny
 - Przełącznik Lumbar: masaż pleców wyłączony/słaby/mocny
 - Przełącznik Thighs: masaż ud wyłączony/słaby/mocny
 - Przełącznik Calves: masaż łydek wyłączony/słaby/mocny

Intensywność masażu dopasuj do własnych preferencji tak aby był odczuwalny i jednocześnie nie był niekomfortowy. Możesz przesuwac się po macie w górę i w dół aby lepiej dopasować włączoną strefę masażu w konkretną część ciała.

Zalecamy stosować maksymalnie 2-3 20 minutowe zabiegi dziennie na jedną partię ciała.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. Do czyszczenia można używać pianki do czyszczenia tekstyliów.
2. Chronić przed gorącem i bezpośrednim długotrwałym nasłonecznieniem.
3. Nigdy nie podłączać maty do innego źródła prądu o napięciu innym niż 230V.
4. Nie wolno pozostawiać włączonego zasilania maty bez nadzoru.
5. Nie wolno rozlewać jakichkolwiek płynów na powierzchni materaca.



deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.