

BAŃKI CHIŃSKIE PRÓŻNIOWE 12 SZT.



MODEL: AG418A INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Zestaw 12 chińskich baniek próżniowych z końcówkami magnetycznymi i pompką! Doskonały pogromca chorób i cellulitu. Znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze w użyciu niż standardowe, szklane bańki spirytusowe. Wysoka jakość wykonania gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie. Sprawdź sam jak łatwo jest pozbyć się uporczywego przeziębienia bądź bólów reumatycznych. Chińskie bańki to opus magnum medycyny naturalnej!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Chińskie bańki wykonane są z bardzo dobrej jakości specjalnego tworzywa, bańki są miękkie i znakomicie się zasysają i trzymają na ciele.
- Są jednym z najlepszych pogromców cellulitu - bańki chińskie działają szybko i skutecznie. Jeśli masaże są wykonywane prawidłowo, efekty można zauważyć już po kilku zabiegach.
- Łatwe w użyciu: można je przystawić w dowolnie położonych punktach ciała - idealne nadają się do masażu całego ciała.
- Odporne na uszkodzenia, bardzo łatwe w czyszczeniu!

Stosowanie chińskich baniek pomoże w wielu dolegliwościach, przykładowo:

- Bóle zębów i reumatyczne
- Bóle brzucha i wymioty
- Zapalenie korzonków
- Skręcenia i wywichnięcia stawów
- Przeziębienia i inne infekcje dróg oddechowych
- Stres i bezsenność

Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- 12 szt. baniek próżniowych różnej wielkości
- Pompka i wężyk
- Końcówki magnetyczne
- Kolor: przezroczyste

Wymiary baniek (2x 6):

- 7,5 cm x 6,5 cm
- 7 cm x 5,6 cm
- 6,5 cm x 5 cm
- 6 cm x 4,4 cm
- 6 cm x 3,4 cm
- 6 cm x 3 cm

2. Użytkowanie

Bańki próżniowe to bezpieczna i równie skuteczna alternatywa dla baniek ogniowych! Dołączona w zestawie specjalna pompka umożliwi bezpieczne odessanie powietrza bez użycia ognia i ryzyka poparzenia!

Zabieg należy rozpocząć od lekkiego natłuszczenia skóry w miejscu, w którym stawiamy bańki. Ustawiając bańki, jednocześnie odsysamy powietrze za pomocą dołączonej pompki. Następnie należy nakryć chorego kołdrą i pozostawić na około kwadrans. Po upływie 15 minut zdejmujemy bańki wciskając kciukiem skórę przy krawędzi bańki (aby wypuścić tam powietrze). Po zdjęciu baniek można ponownie nakremować plecy chorego, aby pozbyć się uczucia dyskomfortu. Bezpośrednio po zabiegu należy pozostać w domu (do nawet 2 dni w przypadku złej pogody).

Ustawienie baniek:

Bańki bezogniowe stawiamy w tym samym miejscu co tradycyjne. Ustawiamy je na plecach, w równych rzędach, w odległości około 1 cm od siebie. Nie wolno ustawiać baniek na owłosionych plecach (należy je uprzednio usunąć), a u osób bardzo szczupłych warto dodatkowo nasmarować plecy wazeliną aby zmniejszyć dyskomfort. Ślady po użyciu baniek wchłaniają się w ciągu kilku dni. **Bezwzględnie, nie wolno ustawiać baniek w linii kręgosłupa!**

Stosowanie baniek u dzieci:

UWAGA: U małych dzieci bańki ustawiamy maksymalnie 6 baniek na okres do 10 minut!

Skórę dziecka mocno natłuszczamy i stawiamy po 3 bańki po lewej i po 3 bańki po prawej stronie pleców (nad, pod i między łopatkami). Dziecko szczelnie okrywamy i pozostawiamy pod kołdrą na około 10 minut. Po zabiegu dziecko powinno bezwzględnie pozostać w domu na okres kilku dni.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Nie wolno stawiać baniek u osób chorych na serce, nowotwory, anemię, skazę krwotoczną oraz przyjmujących leki przeciwzakrzepowe i posiadających kruche naczynia krwionośne (osoby w zaawansowanym wieku).
- W przypadku wysokiej gorączki czy duszności należy bezwzględnie powstrzymać się od stosowania baniek i skontaktować się z lekarzem!
- Nie wolno stawiać baniek u osób nietrzeźwych oraz bezpośrednio po jedzeniu!
- Nie wystawiaj baniek oraz akcesoriów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz dużych wahań temperatury.
- Przechowuj zestaw w suchych warunkach, w temperaturze pokojowej!
- Do czyszczenia używać tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych detergentów!
- **BEZWZGLĘDNIE STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ INSTRUKCJI OBSŁUGI!**

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

IMPORTER: APTEL SP.J., <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

