



Gratulujemy zakupu PedEgg™, precyzyjnej tarki do stóp, urządzenia zaprojektowanego do usuwania zgrubień oraz wysuszonej skóry z twoich stóp. Używanie go jest jak profesjonalny zabieg spa w twoim własnym domu!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otworzyć PedEgg rozdzielając górne i dolne wieczko. Włożyć część ze stalowymi minipilniczkami mocując ją do górnego wieczka jak pokazano na rysunku.



PRZED KAŻDYM UŻYCIEM

Używać wyłącznie na czystej i suchej (nie zwilżonej) skórze!

Sprawdzić, czy PedEgg jest czysty i opróżniony ze starych pozostałości startych skórek.


Upewnić się, że wszystkie poniższe instrukcje zostały przeczytane i zrozumiane.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zdjąć dolną przykrywkę osłaniającą, by odsłonić powierzchnię z metalowymi pilniczkami.

Górne wieczko pozostawić na miejscu, jako pojemnik na usunięte skórki. (Rys. 1)

2. Trzymając PedEgg pewnie w dłoni, delikatnie przycisnąć do powierzchni skóry, na której będzie wykonywany zabieg. Rozpocząć od obszaru z największymi



Ilustracja #1



Ilustracja #2

zgrubieniami i powoli przesuwając przyrząd w tył i w przód wzdłuż stwardniałej skóry. (Rys. 2)

3. Wykonywać powolne ruchy, sprawdzając w międzyczasie czy rezultat został już osiągnięty. Nieco silniej naciskać na miejsca występowania większych zgrubień. Stosować się do rysunku nr



3, na którym pokazano prawidłowo wykonywane ruchy urządzeniem. Unikać pośpiechu i często przerywać zabieg, by sprawdzić jego efekty. Natychmiast przerwać ścieranie, jeśli pojawi się podrażnienie skóry lub uczucie bólu. Zakończyć zabieg, gdy pojawi się zdrowa skóra lub gdy zgrubienie zostanie usunięte – zbyt długie ścieranie może doprowadzić do podrażnień i bólu.

4. Po zakończeniu zabiegu i osiągnięciużądanego rezultatu, zdjęć górne wieczko PedEgg i opróżnić je z usuniętych skórek (Rys 4.)



Ilustracja #4

WKŁADKA ŚCIERAJĄCA

Aby jeszcze bardziej wygładzić stopy lub utrzymywać ich doskonały wygląd pomiędzy zabiegami z użyciem PedEgg, można użyć wkładek ścierających (2 wkładki znajdują się w zestawie).

1. Odkleić zabezpieczenie i przymocować jedną z samoprzylepnych wkładek ścierających na zewnątrz dolnej przykrywki – jak pokazano na ilustracji (Rys. 5). Ponownie połączyć górne i dolne wieczko PedEgg.



Ilustracja #5

2. Trzymając PedEgg pewnie w dłoni, przesuwać delikatnie po powierzchni skóry na której wykonywany jest zabieg. Unikać zbyt silnego ścierania, które może spowodować podrażnienie skóry.

3. Po kilku zabiegach, gdy powierzchnia wkładki ścierającej się zużyje, należy ją odkleić i przymocować nową wkładkę.

PO UŻYCIU

Po każdym użyciu umyć górne wieczko i minipilniczki PedEgg, gorącą wodą z mydłem, opłukać i całkowicie wysuszyć przed złożeniem i odłożeniem na miejsce. Dolne wieczko czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki. Połączyć obie

części urządzenia (Rys. 6) i przechowywać w suchym miejscu. Nie moczyc wkładki ścierającej.

OSTRZEŻENIA

- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
- **NIE UŻYWAĆ** w przypadku podrażnień, infekcji czy stanów zapalnych skóry ani na otwartych ranach.
- **NIE UŻYWAĆ** przy cukrzycy i zbyt niskim ciśnieniu tętniczym.
- **NIE UŻYWAĆ** w przypadku pojawienia się rdzy, wystąpienia zniekształceń czy uszkodzeń na metalowej części przyrządu.
- W przypadku problemów skórnych, przed rozpoczęciem użytkowania skonsultować się z lekarzem.
- Przyrząd przeznaczony wyłącznie do ścierania zgrubień i stwardnień skórnych, **NIE UŻYWAĆ** na gładkiej skórze bez zgrubień.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub krwawiących ranek należy zwrócić się do lekarza.
- Jako produkt higieny osobistej PedEgg nie powinien być używany przez więcej niż jedną osobę.
- Nie zalecamy używania PedEgg przez dzieci poniżej 12 roku życia



Ilustracja #6